

Exclusief
bij
Medidis!

Wat is combinatietherapie?

Combinatietherapie is het combineren van twee therapiesoorten die worden ingezet bij COPD, astma, CF, bronchiëctasieën en persisterende hoestklachten. Door deze therapieën te combineren neemt de therapiebelasting af en zal de therapietrouwheid toenemen. De combinatietherapie is een nieuwe ontwikkeling die Medidis met veel succes heeft geïntroduceerd in Nederland.

AerobiKa OPEP

Een Oscillatie Positive Expiratory Pressure Therapie Systeem ook wel OPEP systeem genoemd, is ontworpen om slijm dat in de luchtwegen vast zit los te maken en te verwijderen. Dit heet mucusklaring. OPEP therapie werkt door het herhaaldelijk in- en uitademen door het systeem, gevolgd door het ophoesten van het slijm. Deze therapie wordt volledig vergoed omdat het resulteert in minder infecties en minder ziekenhuisopnames. Als u een vernevelaar gebruikt, kan uw arts besluiten beide therapieën te combineren.




Voordelen van combinatietherapie:

- Meer therapietrouw;
- Minder therapiebelasting;
- Apparaten ook afzonderlijk te gebruiken.

AeroEclipse

De AeroEclipse is een ademgestuurde vernevelaar die zowel continu kan vernevelen of alleen tijdens het inademen. Het ademgestuurd vernevelen, ofwel het veilig vernevelen, zorgt voor effectievere opname van medicatie, minder verlies van inhalatiemedicatie en minder blootstelling aan medicatie voor omstanders. Door deze vernevelaar in te zetten bij cliënten van Medidis die ook AerobiKa OPEP therapie ontvangen, kunnen we deze twee gevalideerde therapieën combineren. Op deze manier bent u minder tijd kwijt aan uw therapie en maken we gebruik van de optimale functionaliteit.



Heeft u vragen?

Telefoon: + 31 (0)320 - 26 76 00
E-mail: info@medidis.nl
Website: www.medidis.nl