








<b>Stationaire concentratoren</b>			
	<b>Visionaire</b>	<b>Platinum9</b>	<b>Perfect 02</b>
<b>Toediening L/min</b>	Continu 1-5 L/min	Continu 1-9 L/min	Continu 1-5 L/min
<b>Mobiliteit</b>	Tot 15 meter met verbindings-slang	Tot 15 meter met verbindings-slang	Tot 15 meter met verbindings-slang
<b>Gewicht</b>	13,6 kg	24 kg	20,5 kg
<b>Geluid</b>	40 dB(A)	50 dB(A)	37 dB(A)
<b>Afmeting cm H/L/D</b>	52,8/35,8/29,2	67/46,7/36,5	58,4/38,1/30,5
<b>Bevochtiging</b>	Optie	Optie/ > 5 L/min	Optie
<b>Filters</b>	Stof- en fijnstof filter	Stof- en fijnstof filter	Stof- en fijnstof filter
<b>Energiegebruik</b>	290 Watt	475 Watt	300 Watt
<b>Slaapgeschikt</b>	ja	ja	ja

	<b>Cilinders</b>	<b>Volume: 2 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 20 Liter, 50 Liter</b>
	<b>Toediening L/min</b>	Continu of Puls bespaarsysteem 1 -25 L/min
	<b>Inhoud voor mobiliteit</b>	200 Bar x volume = gebruiksduur Bij bespaarsysteem Puls 40% besparing
	<b>Gewicht</b>	2 Liter cilinder=2,9kg 10 Liter cilinder=20kg
	<b>Geluid</b>	-
	<b>Afmeting in cm</b>	2 Liter H=50 Diameter=10 10 Liter H=106 Diameter=14
	<b>Accessoires mobiliteit</b>	Trolley kosteloos op aanvraag Medidis
	<b>Slaapgeschikt</b>	Ja, vaste concentrator heeft voorkeur
	<b>Vulling</b>	Frequentie in overleg met homecare consulent

	<b>Vloeibare zuurstof</b>	<b>Ambulox: Moedervat 31/46 liter met vulbare/draagbare stroller</b>
	<b>Toediening L/min</b>	Puls 1-6 L/min Continu 1-6 L/min
	<b>Strollers mobiliteit en gewicht</b>	Easymate Topfill= Continu 1-6L/min gewicht 3,4 kg Sidefill= Puls 1-4 L/min gewicht 2,0 kg CompanionC1000= Continu 1-6L/min gewicht 3,5 kg Mobiliteit= Puls 2L /min = 6uur Mobiliteit= Continu 2L /min = 2uur
	<b>Vultijd</b>	60-80 sec
	<b>Geluid</b>	-
	<b>Afmeting stroller H/L/D</b>	EasymateTopfill = 27,7(38,1)/14,4/10 CompanionC1000 = 35,3/ 14,5/14,7
	<b>Accessoires</b>	Draagtas
	<b>Slaapgeschikt</b>	Ja, vaste concentrator heeft voorkeur
	<b>Vulling moedervat</b>	Frequentie in overleg, afhankelijk van zuurstofconsumptie

	<b>Homefill</b>	<b>Concentrator met vulbare/draagbare stroller</b>
	<b>Toediening L/min</b>	Continu 1-6 L/min Puls 1-5 L/min
	<b>Mobiliteit en gewicht</b>	Cilinder 1,16 Liter/1,2 kg Puls 2 L/min = 6 uur Cilinder 1,73 Liter/1,6 kg Puls 2 L/min = 9 uur Continu 2 L/min = 2 uur
	<b>Vultijd</b>	1,16 Liter= 1 uur 1,73 Liter= 2 uur
	<b>Geluid</b>	Concentrator = 37dB(A) stroller
	<b>Afmeting cylinder in cm</b>	1,16 Liter H=30 Diameter=11,1 1,73 Liter H=40 Diameter=11,1
	<b>Accessoires</b>	Draagtas
	<b>Slaapgeschikt</b>	Ja
	<b>Vulling met concentrator</b>	Zelf vullen Niet afhankelijk van leverancier
	<b>Energieverbruik</b>	475 Watt

<b>Mobiele concentratoren</b>			
	<b>Oxus</b>	<b>Eclipse</b>	<b>Inogen One G2</b>
<b>Toediening L/min</b>	Puls 1-5	Puls 1-6 Continu 1-3	Puls 1-5
<b>Accu duur voor mobiliteit</b>	2 L/min Puls 4,5 uur	1 L/min Puls 4,4uur 3 L/min Puls 3,0uur 1 L/min Cont. 3,7uur 3 L/min Cont. 1,3uur	12 cell 2 L/min= 3,5uur 4 L/min= 2,2uur 24 cell 2 L/min= 7,0uur 4 L/min= 4,4uur
<b>Gewicht (incl. accu)</b>	4,5 kg	8.3 kg	3,2 kg
<b>Geluid</b>	33 dB(A)	Puls 40 dB(A) Continu 48 dB(A)	37 dB(A)
<b>Afmeting in cm H/L/D</b>	29,7/19/14,2	49/31/18	24/27/10
<b>Accessories</b>	Inclusief trolley	Inclusief trolley	Inclusief trolley
<b>Slaapgeschikt</b>	ja	ja	ja

## Algemene richtlijn medische zuurstof:

- CBO Richtlijn: Zuurstofbehandeling thuis
- Bij vaste concentratoren mag een zuurstof-verbindingsslang gebruikt worden van maximaal 15 meter.
- Bij zuurstofflow > 5L/min dient men een bevochtiger aan te sluiten.
- Bij zuurstofflow > 6L/min dient men een high flow zuurstofbril/canule te gebruiken
- Roken is een absolute contra indicatie bij zuurstoftoediening.
- Leverancier zorgt voor een passende zuurstofoplossing voor cliënt, Mobiliteitsformulier/LAN wijzigingsformulier
- Opslag zuurstof volgens geldende richtlijn gemeente; PSG 15 document
- Veiligheidsblad/informatieboekje zuurstof van Medidis: [www.medidis.nl](http://www.medidis.nl) (informatie/opslag/calamiteiten/noodnummers/hantering)

## Welke zuurstofsystemen passen bij uw patiënt:

<b>Type patient: (A, B, C, D)</b>	Patiënt verblijft rondom huis. Kleine afstanden	Patiënt is mobiel in thuissituatie. Grotere afstanden bijv. winkel	Patiënt werkt of reist veel. Patiënt is zeer mobiel	Patiënt in laatste levensfase. Bedlegerig	Oxygen Travel Service Medidis OTS (repatriëring)
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
<b>Continu zuurstof flow nodig.</b>	Vaste concentrator tot 5 L/min Cilinders 2 Liter voor mobiliteit incl. trolley Medidis 10 Liter noodcilinder	Vaste concentrator tot 5 L/min Cilinders 2 Liter voor mobiliteit incl. trolley Medidis 10 Liter noodcilinder	Vaste concentrator met homefill optie evt. tweede vaste concentrator locatie 2 Eclipse/Solo2 voor mobiliteit 10 Liter noodcilinder	Vaste concentrator met hoge flow tot 9 L/min. Bijv. Intensity 10, Platinum 9 10 Liter noodcilinder	Mobiele concentrator voor onderweg mogelijk/voorkeur/Puls 10 Liter cilinder op bestemming (buitenland/vakantieadres) Concentrator voor mobiliteit
<b>Zuurstofpuls mogelijk. Akkoord voorschrijver. Zuurstof on- demand klinisch getest.</b>	Vaste concentrator tot 5 L/min Cilinders 2 Liter met Bespaarsysteem incl. trolley Medidis 10 Liter noodcilinder	Vaste concentrator tot 5L/min Cilinders 2 Liter met bespaarsysteem incl. trolley Medidis 10 Liter noodcilinder	Homefill: Vaste concentrator met 2 homefill Puls cilinders 1,7 Liter Mobiele concentrator, mogelijk/voorkeur 10 Liter noodcilinder	Zuurstofpuls niet geschikt in deze situatie	Medidis ontzorgt de patiënt en draagt zorg voor documenten en betrouwbare zuurstofvoorziening voor onderweg en op bestemming Zowel in binnen- als buitenland <a href="http://www.medidis.nl">www.medidis.nl</a> (OTS)