








Stationaire concentratoren			
	Visionaire	Platinum9	Perfect 02
Toediening L/min	Continu 1-5 L/min	Continu 1-9 L/min	Continu 1-5 L/min
Mobiliteit	Tot 15 meter met verbindings-slang	Tot 15 meter met verbindings-slang	Tot 15 meter met verbindings-slang
Gewicht	13,6 kg	24 kg	20,5 kg
Geluid	40 dB(A)	50 dB(A)	37 dB(A)
Afmeting cm H/L/D	52,8/35,8/29,2	67/46,7/36,5	58,4/38,1/30,5
Bevochtiging	Optie	Optie/ > 5 L/min	Optie
Filters	Stof- en fijnstof filter	Stof- en fijnstof filter	Stof- en fijnstof filter
Energiegebruik	290 Watt	475 Watt	300 Watt
Slaapgeschikt	ja	ja	ja

	Cilinders	Volume: 2 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 20 Liter, 50 Liter
	Toediening L/min	Continu of Puls bespaarsysteem 1 -25 L/min
	Inhoud voor mobiliteit	200 Bar x volume = gebruiksduur Bij bespaarsysteem Puls 40% besparing
	Gewicht	2 Liter cilinder=2,9kg 10 Liter cilinder=20kg
	Geluid	-
	Afmeting in cm	2 Liter H=50 Diameter=10 10 Liter H=106 Diameter=14
	Accessoires mobiliteit	Trolley kosteloos op aanvraag Medidis
	Slaapgeschikt	Ja, vaste concentrator heeft voorkeur
	Vulling	Frequentie in overleg met homecare consulent

	Vloeibare zuurstof	Ambulox: Moedervat 31/46 liter met vulbare/draagbare stroller
	Toediening L/min	Puls 1-6 L/min Continu 1-6 L/min
	Strollers mobiliteit en gewicht	Easymate Topfill= Continu 1-6L/min gewicht 3,4 kg Sidefill= Puls 1-4 L/min gewicht 2,0 kg CompanionC1000= Continu 1-6L/min gewicht 3,5 kg Mobiliteit= Puls 2L /min = 6uur Mobiliteit= Continu 2L /min = 2uur
	Vultijd	60-80 sec
	Geluid	-
	Afmeting stroller H/L/D	EasymateTopfill = 27,7(38,1)/14,4/10 CompanionC1000 = 35,3/ 14,5/14,7
	Accessoires	Draagtas
	Slaapgeschikt	Ja, vaste concentrator heeft voorkeur
	Vulling moedervat	Frequentie in overleg, afhankelijk van zuurstofconsumptie

	Homefill	Concentrator met vulbare/draagbare stroller
	Toediening L/min	Continu 1-6 L/min Puls 1-5 L/min
	Mobiliteit en gewicht	Cilinder 1,16 Liter/1,2 kg Puls 2 L/min = 6 uur Cilinder 1,73 Liter/1,6 kg Puls 2 L/min = 9 uur Continu 2 L/min = 2 uur
	Vultijd	1,16 Liter= 1 uur 1,73 Liter= 2 uur
	Geluid	Concentrator = 37dB(A) stroller
	Afmeting cylinder in cm	1,16 Liter H=30 Diameter=11,1 1,73 Liter H=40 Diameter=11,1
	Accessoires	Draagtas
	Slaapgeschikt	Ja
	Vulling met concentrator	Zelf vullen Niet afhankelijk van leverancier
	Energieverbruik	475 Watt

Mobiele concentratoren			
	Oxus	Eclipse	Inogen One G2
Toediening L/min	Puls 1-5	Puls 1-6 Continu 1-3	Puls 1-5
Accu duur voor mobiliteit	2 L/min Puls 4,5 uur	1 L/min Puls 4,4uur 3 L/min Puls 3,0uur 1 L/min Cont. 3,7uur 3 L/min Cont. 1,3uur	12 cell 2 L/min= 3,5uur 4 L/min= 2,2uur 24 cell 2 L/min= 7,0uur 4 L/min= 4,4uur
Gewicht (incl. accu)	4,5 kg	8.3 kg	3,2 kg
Geluid	33 dB(A)	Puls 40 dB(A) Continu 48 dB(A)	37 dB(A)
Afmeting in cm H/L/D	29,7/19/14,2	49/31/18	24/27/10
Accessories	Inclusief trolley	Inclusief trolley	Inclusief trolley
Slaapgeschikt	ja	ja	ja

Algemene richtlijn medische zuurstof:

- CBO Richtlijn: Zuurstofbehandeling thuis
- Bij vaste concentratoren mag een zuurstof-verbindingsslang gebruikt worden van maximaal 15 meter.
- Bij zuurstofflow > 5L/min dient men een bevochtiger aan te sluiten.
- Bij zuurstofflow > 6L/min dient men een high flow zuurstofbril/canule te gebruiken
- Roken is een absolute contra indicatie bij zuurstoftoediening.
- Leverancier zorgt voor een passende zuurstofoplossing voor cliënt, Mobiliteitsformulier/LAN wijzigingsformulier
- Opslag zuurstof volgens geldende richtlijn gemeente; PSG 15 document
- Veiligheidsblad/informatieboekje zuurstof van Medidis: www.medidis.nl (informatie/opslag/calamiteiten/noodnummers/hantering)

Welke zuurstofsystemen passen bij uw patiënt:

Type patient: (A, B, C, D)	Patiënt verblijft rondom huis. Kleine afstanden	Patiënt is mobiel in thuissituatie. Grotere afstanden bijv. winkel	Patiënt werkt of reist veel. Patiënt is zeer mobiel	Patiënt in laatste levensfase. Bedlegerig	Oxygen Travel Service Medidis OTS (repatriëring)
	A	B	C	D	
Continu zuurstof flow nodig.	Vaste concentrator tot 5 L/min Cilinders 2 Liter voor mobiliteit incl. trolley Medidis 10 Liter noodcilinder	Vaste concentrator tot 5 L/min Cilinders 2 Liter voor mobiliteit incl. trolley Medidis 10 Liter noodcilinder	Vaste concentrator met homefill optie evt. tweede vaste concentrator locatie 2 Eclipse/Solo2 voor mobiliteit 10 Liter noodcilinder	Vaste concentrator met hoge flow tot 9 L/min. Bijv. Intensity 10, Platinum 9 10 Liter noodcilinder	Mobiele concentrator voor onderweg mogelijk/voorkeur/Puls 10 Liter cilinder op bestemming (buitenland/vakantieadres) Concentrator voor mobiliteit
Zuurstofpuls mogelijk. Akkoord voorschrijver. Zuurstof on- demand klinisch getest.	Vaste concentrator tot 5 L/min Cilinders 2 Liter met Bespaarsysteem incl. trolley Medidis 10 Liter noodcilinder	Vaste concentrator tot 5L/min Cilinders 2 Liter met bespaarsysteem incl. trolley Medidis 10 Liter noodcilinder	Homefill: Vaste concentrator met 2 homefill Puls cilinders 1,7 Liter Mobiele concentrator, mogelijk/voorkeur 10 Liter noodcilinder	Zuurstofpuls niet geschikt in deze situatie	Medidis ontzorgt de patiënt en draagt zorg voor documenten en betrouwbare zuurstofvoorziening voor onderweg en op bestemming Zowel in binnen- als buitenland www.medidis.nl (OTS)